

Ulostenäytteen otto-ohje, Elastaasi

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella selvitetään haiman toimintaa.

Valmistautuminen tutkimukseen

Ota näyte, kun uloste on normaalia.
Vetinen tai löysä ripuliuloste
ei käy näytteeksi.

Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet
SataDiagin laboratorioista tai
oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.
SataDiagin laboratorioiden osoitteet
löydät internetistä:
www.satadiag.fi/toimipisteet.

Tarvittavat välineet:

- kertakäyttömuki tai lautanen
- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra.

Näytteenotto

1. Ota ulostetta puhtaaseen kertakäyttöastiaan.
2. Avaa näytepurkki.
Siirrä kannessa olevalla lusikalla ulostetta purkkiin.
Teelusikallinen on riittävä määrä.
Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
3. Sulje purkki huolellisesti.
4. Varmista, että näytepurkissa on:
 - nimi
 - henkilötunnus
 - näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.

5. Laita näytepurkki muovipussiin.
Sulje pussi tiiviisti

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon.
Näyte säilyy jääkaapissa seitsemän
vuorokautta.

Tarvittava näytepurkki

