

Nenänielunäytteenotto

Näyte otetaan yhdellä taipuisavartisella nukkatikulla yhden sieraimen kautta takanielusta.

- Jos potilaan nenä on limainen, pyydä häntä niistämään ensin.
- Pyydä potilasta taivuttamaan päätään hieman takaviistoon ja hengittämään nenän kautta sisään.
- Työnnä ohut nukkatikku alaviistoon nenänpohjaa pitkin syvälle takanieluun (aikuisilla **noin 10 cm, lapsilla noin 6 cm**).
- Hankaa limakalvoja kiertoliikkeellä useita kertoja siten, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja.
- Laita nukkatikku kuljetusputkeen (esim. UTM-putki) ja katkaise nukkatikku katkaisukohdasta. Sulje putki huolellisesti ja pyyhi desinfektioaineella (esim. Easydes/Apowipe).
- Käsittele aina yhden potilaan näytettä kerrallaan viruskontaminaatoriskin vuoksi.

Esimerkki Covid-19 näytteenotosta löydy KYS:n videossa:

<https://www.youtube.com/watch?v=RVLd2MgmtzA>

