

VERIVILJELYPULLOJEN TARROITTAMINEN

Liimaa tarrat pystyyn, pulloarran valkoisen osan reunaan viivakoodikohdan päälle.

Numeroi pulloihin näytteiden ottojärjestys tussilla tai tarralla. Tällöin vastaukseen voidaan liittää lausunto, mitkä pullo kasvat. Näytteenottoajat Multilabista/Weblab clinicalista tilattuna tulostuvat tarroihin minuutin välein.

- 1 Aerobipullo aikaisemmalla ajalla
- 2 Anaerobipullo aikaisemmalla ajalla
- 3 Aerobipullo myöhäisemmällä ajalla
- 4 Anaerobipullo myöhäisemmällä ajalla



Kaksi paria numeroituja veriviljelypulloja oikeassa näytteiden ottojärjestyksessä vasemmalta oikealle.

Keltakorkkinen lasten veriviljelypullo.