

## Yskösnäytteenotto

### Ohje ysköstutkimuksille

Bakteeriviljely	(Ex-BaktVi 3493)
Sieniviljely	(Pu-SieniVi 3508)
Eosinofiilit ja neutrofiilit	(Ex-Eos 1331)
Mykobakteerit, viljely ja värjäys	(MbViVr 17411)

### Valmistautuminen tutkimukseen

Ota yskösnäyte aamulla.  
Älä syö ennen näytteen ottamista.

### Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta. Välineet olet voinut saada jo osastolta tai poliklinikalta.

#### Tarvittavat välineet:

- 1-3 yskösnäytepurkkia
- suljettava muovipussi
- nimitarra.

### Näytteenotto

1. Ota vettä suuhun.  
Purskuttele, jotta suu huuhtoutuu.  
Sylje vesi pois.
2. Avaa näytepurkki.
3. Mene etukumaraan ja yski voimakkaasti.  
Yski suoraan näytepurkkiin ysköstä, joka on sitkeähköä.  
Yskös ei saa olla juoksevaa tai kuplivaa sylkeä.
4. Sulje purkki huolellisesti.

Potilasohje, Laboratorio, 2021

5. Varmista, että näytepurkissa on:  
nimi  
henkilötunnus  
näytteenoton päivämäärä  
ja kellonaika.

6. Laita purkki muovipussiin.  
Sulje pussi tiiviisti.

Sinua on voitu pyytää antamaan näyte kolme kertaa.

Ota siinä tapauksessa näyte kolmena peräkkäisenä aamuna.

Ota näyte aina uuteen purkkiin.

### Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon samana päivänä.

Jos olet ottanut näytteitä kolmena aamuna ja näyte on otettu Mykobakteereiden tunnistamista varten, voit viedä kaikki näytteet samalla kerralla.

Säilytä näytteet jääkaappilämpötilassa.

### Yhteystiedot

Laboratorio  
Palvelunumero 044 7079761  
arkisin kello 7.00 – 14.00

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta  
www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)