

Arven hoito Cica-Carella

Käyttötarkoitus

Cica-Care on silikonipohjainen, taipuisa ja helposti kiinnittyvä arvenhoitotuote. Sen avulla pyritään ehkäisemään arven liikakasvua ja tehostamaan arven paranemista. Cica-Care ei saa käyttää avoimissa haavoissa.

Käyttöohjeet

- Poista levy pakkauksesta.
- Leikkaa levystä sopivan kokoinen pala. Levyn tulisi yltää vähintään 1 cm ympäröivälle terveelle iholle.
- Ennen kun asetat Cica-Caren paikalleen, varmista että alue on puhdas ja kuiva.
- Poista suojarahaperi ja aseta levy arven päälle.
- Levyn paikallaan pysymistä voi parantaa elastisella teipillä tai putkisiridoksella.
- Pese Cica-Care tarvittaessa juoksevalla vedellä. Anna kuivua.
- Silikonin tulisi käyttää vähintään 12 tuntia päivässä, paras käyttöaika on kuitenkin 23 tuntia.
- Tarkista ensimmäisinä käyttöpäivinä ihon kunto kaksi kertaa päivässä.
- Cica-Care tulee vaihtaa uuteen, kun pala on kulunut, repeilee tai sen puhdistaminen on hankalaa. Silikonipala kestää 10–14 päivää.

Huomioi

- Jos silikonin käytettäessä esiintyy ihon rikkoutumista, ihottumaa tai lisääntyvää kutinaa, tulee silikonin käytössä pitää taukoa tai lyhentää käyttöaika. Jos oireet eivät häviä, lopeta silikonin käyttö.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.