

Arven hoito Mepiformilla

Käyttötarkoitus

Mepiform on arpikudoksen hoitoon tarkoitettu silikonisidos, jolla on hyvä kiinnittymiskyky. Mepiform on ohut ja joustava, laminoidusta silikonigeelistä valmistettu sidos.

Mepiform on tarkoitettu sekä vanhojen että uusien arpien hoitoon. Sen avulla pyritään ehkäisemään arven liikakasvua ja tehostamaan / nopeuttamaan arven paranemista.

Käyttöohjeet

- Poista sidos pakkauksesta.
- Leikkaa sopivan kokoinen pala. Sidoksen tulisi yltää vähintään 1 cm ympäröivälle terveelle iholle.
- Ennen kun asetat Mepiformin paikalleen, varmista, että alue on puhdas ja kuiva.
- Poista suojapaperi ja aseta Mepiform arven päälle. Vältä venyttämistä, kun asetat sidosta nivelkohtiin.
- Mepiform -sidoksen ihanteellinen käyttöaika on 24 tuntia vuorokaudessa. Poista sidos kerran päivässä ihon tarkistamista ja puhdistamista varten. Sama sidos voidaan laittaa uudelleen paikalleen.
- Normaalioloissa Mepiform tulisi vaihtaa joka 3. – 7. päivä tai kun sidos ei kiinnity enää kunnolla ihoon.
- Sidos on vesitiivis ja se kestää pesun, saunomisen ja uimisen.

Huomioi

- Tuotetta ei saa asettaa avoimen haavan päälle.
- Mikäli iholla ilmenee hiertymistä tai ihottumaa, anna ihon olla rauhassa kunnes oireet ovat kadonneet ja jatka sitten hoitoa lisäämällä vähitellen käyttöaikaa. Jos oireet eivät häviä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terapeuttiisi.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiisi.