

Kuuloke korvakäytävässä – koje

Kuuloke korvakäytävässä -kojeet ovat malliltaan ja tyyliltään hyvin samanlaisia kuin perinteiset korvantauskojeet. Usein nämä kojeet ovat kuitenkin aavistuksen pienempiä ja ne sovitetaan joko pienillä tipeillä tai yksilöllisillä mikrokorvakappaleilla.

Ääni lähetetään suoraan korvan takana olevasta kojeesta ohutta kuulokejohtoa pitkin kuulokkeeseen, mikä sijaitsee korvakäytävässä.



Kuuloke korvakäytävässä kojeen huolto

Koska laitteen tekniikkaa on sekä korvan takana, että myös korvakäytävässä, ei laitteen osia saa pestä vedellä. Korvan takana sijaitsevaa kojetta voidaan pyyhkiä pehmeällä liinalla.

Mikäli koje on sovitettu tipillä, tulee tippi irrottaa kuulokkeesta säännöllisin väliajoin ja tarkistaa, että tipin aukot ovat vaikusta puhtaita. Tippejä voi pestä haalealla vedellä ja vasta kuivuneen tipin saa ottaa uudelleen käyttöön. Kun käytössä ollut tippi rikkoutuu tai ei enää puhdistu riittävästi, vaihdetaan se uuteen. Sovituskäynnillä valitaan oikean mallinen ja kokoinen tippi. Tipin alla oleva vahasuoja vaihdetaan erillisen ohjeen mukaan, kerran kuukaudessa. Jatkossa asiakas ostaa itse tipit ja vahasuojat suoraan kuulokojeen maahantuojaalta tai yksityisiltä kuuloasemilta.

Yksilöllisesti sovitettua mikrokorvakappaletta pyyhitään pehmeällä liinalla aina käytön jälkeen. Helpointa tämä on tehdä aamuisin, jolloin korvavaha on kuivunut kojeen ollessa käyttämättä. Mikrokorvakappaleen kuulokkeen päässä oleva vahasuoja tulee vaihtaa kerran kuukaudessa, annettujen ohjeiden mukaan. Ilmastointiaukkoa puhdistetaan siihen tarkoitettulla harjalla / siimalla.