

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

ULOSTEEN CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSIINIGEENI, NUKLEIINIHAPON OSOITUS (F-CldT_hO, kl. 6141)

Testi osoittaa antibioottiripulin aiheuttajabakteerin toksinigeenin ulosteesta.

Tarvittavat välineet

1. Muovi- tai pahviastia
2. Copan eSwab 490CE.A –
näytteenottotikku ja putki
(Vaaleanpunainen korkki, ks. kuva 1)
3. Muovipussi ja nimitarra



Kuva 1. Copan eSwab

Näytteenotto

1. Ulostasta muovi- / pahviastiaan tai WC – paperiin.
2. Pyörittele pakkauksessa olevan näytteenottotikun pumpuliosaa ulosteesta, erityisesti limaisissa kohdissa. Vältä liian runsasta näytettä!
 - Jos uloste on nestemäistä, pidä pumpuliosaa hetken nestemäisessä ulosteesta.
3. Siirrä tikku välittömästi näytteenoton jälkeen vaaleanpunakorkkiseen kuljetusputkeen, jonka pohjalla on nestettä. Huom! Nestettä ei saa kaataa pois putkesta.
4. Katkaise tikku taittamalla katkaisukohtasta ja sulje korkki.
5. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.**
6. **Kiinnitä nimitarra kuljetusputkiin.**
7. Laita kuljetusputki muovipussiin.
8. Säilytä Copan eSwab – näyteputki huoneenlämmössä.

Palauta Copan eSwab – näyteputki laboratorioon viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta!

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai klinikkaan.

Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.