

VIRTSAN KLAMYDIA- JA TIPPURINÄYTE (U-ChtrNhO 4816, U-CtGcNhO 4816)

Tutkimusta käytetään klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen virtsasta.

Tarvittavat välineet:


1. Virtsanäytteenottoastia.
2. Näytteenottopakkaus, joka sisältää kuljetusputken (Kuva 1) ja pipetin.
3. Muovipussi ja nimitarra.

Näytteenotto:

- Klamydia/tippurinäytettä varten sinun ei tarvitse tehdä alapesua, ellet samalla kertaa ota näytettä virtsan bakteeriviljelyä varten.
 - Jos otat samalla myös virtsaviljelynäytteen, tee alapesu kuten virtsaviljelynäytteenotossa neuvotaan ja laske kumpikin näyte eri astiaan. Alkuvirtsaa otetaan talteen klamydia- ja tippurinäytettä varten ja keskivirtsaa virtsaviljelyä varten.
1. Ole virtsaamatta 1-2 tuntia ennen näytteen ottamista.
 2. Virtsaa näyteastiaan noin 20–30-ml näytettä, mieluiten alkuvirtsaa (ensimmäisestä pisarasta lähtien).
 3. Avaa näytteenottopakkaus, joka sisältää kuljetusputken ja pipetin.
 4. Kierrä kuljetusputken (Kuva 1) korkki auki. **Kuljetusputki sisältää nestettä, jota ei saa heittää pois.**
 5. Siirrä virtsaa putkessa olevan nesteen päälle pakkauksen mukana tulevalla kertakäyttöpipetillä sen verran, että nesteen pinta kuljetusputkessa asettuu putken sivussa olevien **mustien viivojen väliin** (Kuva 2).



Kuva 1



Kuva 2

6. Sulje putken korkki huolellisesti.
7. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.**
8. **Kiinnitä nimitarra kuljetusputkeen.**
9. Laita kuljetusputki muovipussiin.
10. Säilytä kuljetusputki huoneenlämmössä.
11. Tuo näytepurkki laboratorioon **viimeistään seuraavana päivänä.**

Jos näytteen siirtäminen kuljetusputkeen on hankalaa, voit palauttaa näytteen myös tiiviisti suljetussa näytteenottoastiassa. Näyte säilyy siinä 2 °C - 30 °C asteen lämpötilassa 24 tunnin ajan.

Voit ottaa näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 7.10.2019 KR-J

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.