

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## PARASITER I AVFÖRINGEN (F-Para-O, 2455)

Undersökningen utförs för att utreda förekomsten av parasiter i avföringen.

### Förnödenheter

1. Behållare av plast eller papp
2. Burk med förvaringsmedel (formalin) för avföringsprov (Figur 1). **Du får inte hälla ut förvaringsmedlet.** Var försiktig, så att du inte får förvaringsmedel i ögonen, andningsvägarna eller huden. Om detta skulle ske, skölj området med rikligt med vatten och ta vid behov kontakt med enheten som ordinerat provet.
3. Plastpåse och namndekal

### Provtagning

Eftersom förekomsten av parasiter varierar, är det bra att ta tre olika avföringsprov på skilda dagar.

1. Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
2. Öppna provburken för avföring och använd stickan som är fäst i burklocket för att ta ungefär en tesked avföring i burken (burken får inte bli full).
3. Om avföringen är lös (diarréavföring), lägg en matsked avföring i burken.
4. Tillslut burken ordentligt.
5. Skaka burken tills innehållet är löst som välling.
6. Var försiktig så att avföring inte kommer på utsidan av burken.
7. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**
8. **Fäst dekalen vid burken med provet.**
9. Lägg burken med provet i plastpåsen.
10. Förvara bruken i rumstemperatur. Högsta tillåtna förvaringstid är 5 dygn.

Returnera provburken till laboratoriet.

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.



Figur 1

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

Granskad 6.8.2019 IH