

Antibioottipumpun käyttö

Sinulle on määrätty antibioottihoito, joka annostellaan Baxterin kertakäyttöisillä antibioottipumpuilla. Kukin pumpu sisältää vuorokauden antibiootihoidon. Seuraa kotisairaalaasta saamiasi ohjeita pumpun käyttöön liittyen.

Antibioottipumpun kovan ulkosäiliön sisällä oleva kumipallo sisältää lääkeaineen. Lääkeaine virtaa tasaisesti, kumipallon sisäisen paineen voimalla. Kumipallo tyhjenee itsestään vuorokauden aikana (kts. havainnekuva alla).

Pumpun sijoituskorkeus ja asento eivät juurikaan vaikuta pumpun toimintaan. Voit laittaa pumpun esimerkiksi taskuun tai vyö-/olkalaukkuun tai ripustaa sen kangaspussiin hakaneulalla vaatteeseen. **Pumppua ei kuitenkaan tulisi säilyttää pidempiä aikoja huomattavalla korkeuserolla suhteessa kiinnityskohtaan.** Esimerkiksi vuoteessa maatessa, pumppua ei tulisi asettaa lattialle tai korkealle hyllylle.

Pumppua ei tulisi altistaa ääriämpötiloille. Antibioottipumppua ja siitä lähtevää letkustoa ei pidä altistaa kuumalle tai kovin kylmälle, koska se voi vaikuttaa pumpun virtausnopeuteen:

- Älä vie pumppua saunaan.
- Älä aseta pumppua pidempiaikaisesti alttiiksi suoralle auringonpaisteelle.
- Mikäli ulkoilet kylmällä säällä, pidä pumppu (sekä letkusto) ulkovaatteiden sisällä.

Voit käydä suihkussa, mutta pyri peittämään katetrin teippaukset kotisairaalaasta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Mikäli sinulle tulee pumpun käyttöön liittyen kysyttävää, ota yhteyttä kotisairaalaan.

Mahdolliset lisätiedot:

Käytössä olevan infuusiopumpun nimi ja vahvuus: _____

Aloitusaika: _____

Hoidon suunniteltu kesto: _____

Havainnekuva: Antibioottipumpun kumipallon tyhjeneminen vuorokauden aikana. Kun pumpun säiliö alkaa vuorokauden jälkeen olla tyhjä, kumipallo kapenee letkumaiseksi. Tyhjenneestä pumpusta ei ole mitään vaaraa, vaikka se olisi jonkun aikaa paikallaan tyhjentyneenäkin. Tyhjentynyttä pumppua ei tule irrottaa itse.

