

Haavan alipaineimuhoito kotona

Sinulle on aloitettu haavan hoidoksi V.A.C. alipaineimuhoito. Hoidon kesto riippuu haavan tyypistä sekä kehosi kyvystä parantaa haavoja. Hoito mahdollistaa sidosten pitkät vaihtovälit. Laite nopeuttaa haavan paranemista ja vähentää tulehdusriskiä.

Laitteen käyttö

Lataa akku päivittäin riittävän virran takaamiseksi. Laitteen akku kestää 10-14 tuntia. Alipaineimu toimii, kun sidos on kiinteän tuntuinen.

Laite ei saa kastua. Voit käydä suihkussa alipaineimuhoidon aikana. Sidos on vesitiivis, mutta tarkista kalvosidoksen reunat ennen suihkua. Tiivistä reunoja tarvittaessa kalvolla.

Suihkun ajan voit pitää virran päällä laitteessa, kun suojaat sen tiiviisti muovipussilla. Aseta laite mahdollisimman kauas suihkusta.

Vaihtoehtoisesti voit irrottaa laitteen suihkun ajaksi.

Sulje ensin molemmat sulkijat ja sammuta virta laitteesta. Sen jälkeen irrota letkut toisistaan. Suojaa letkujen päät likaantumiselta pienellä muovipussilla tai harsotaitoksella ja teipillä. Suihkun jälkeen kytke letkut takaisin toisiinsa, avaa sulkijat ja laita laitteen virta päälle. Laitteeseen asetetut säädöt säilyvät ennallaan. Laite saa olla pois päältä korkeintaan kaksi tuntia.

Saunassa et saa käydä hoidon aikana.

Laitteen hälytykset ja ongelmatilanteet

Jos laite hälyttää, tarkista että

- sidos on tiivis
- säiliö ei ole täynnä
- akussa on riittävästi virtaa
- letkujen sulkijat ovat auki
- letkut eivät ole mutkalla tai tukossa

Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa ja laite hälyttää siitä huolimatta, ota yhteys sinua hoitavaan yksikköön.

Muuta huomioitavaa

Sammuta virta laitteesta n. 30 minuuttia ennen sidoksen vaihtoa. Ota latausjohdot ja salkku mukaan, kun tulet sidoksen vaihtoon.

Ota yhteyttä, jos

- sinulle nousee korkea kuume
- kipu haavassa tai sen ympäristössä lisääntyy
- säiliö täyttyy hyvin nopeasti eritteestä. Tällöin sammuta virta heti laitteesta

Yhteystiedot

Haavakeskus, Satasairaala

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-14.00

Puhelin 044 707 3805

Operatiivinen hoito-osasto 2, Satasairaala

Puhelin 044 707 6230