

## Maskin pukeminen



Pese tai desinfioi kädet.



Ota maski suojalaatikosta koskemalla vain päällimmäiseen maskiin.



Maskin metallinauha tulee ylös nenälle ja maskin laskokset taittuvat alaspäin.



Aseta maski kasvoille. Solmi maskin nauhat pään taakse tai laita kumilenkit korvien taakse. Muotoile metallinauhatiiviisti nenän yläosaa mukaillen. Maski tulee silmälasien alle. Vedä maskin alaosa kunnolla leuan alle. Vältä koskemasta maskiin käytön aikana.

## Maskin riisuminen



Pese tai desinfioi kädet.



Riisu maski aukaisemalla nauhat tai ottamalla kiinni kumilenkeistä. Älä koske maskiosaan.



Laita käytetty maski suoraan roskiin.



Pese tai desinfioi kädet.