


NÄYTTEENOTTO-OHJE VASTASYNTYNEIDEN TEHO- JA TARKKAILUOSASTOLLE

NÄYTEPUTKI	TUTKIMUS	TARVITTAVA MINIMINÄYTEMÄÄRÄ
 <p>Mikrohepariinigeeliputki</p>	<p>♦P-Na, P-K, P-Cl, P-CRP, fP-Krea, P-Krea, P-ALAT, P-ASAT, P-AFOS, P-Amyl, P-CK, P-LD, P-GT, P-Bil, P-Bil-kj, P-Alb, fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Trigly, fP-Ca, P-Mg, fP-Pi, fP-Fe, fP-Urea, P-Uraat</p> <p>♦P-Korsol, fP-C-Pept, P-TSH, P-T4-V, P-Ferrit, fP-PTH, P-D-25</p>	<p>Ota yhteyttä laboratorioon!</p>
 <p>MiniCollect hyytymisputki</p>	<p>♦P-INR, P-FIDD, P-APTT, P-AntiFXa, P-AntFXa12 ja P-AntiFXa3 (Näyte otettava laskimosta)</p>	<p>♦näyte otetaan vain suonesta.</p> <p>♦näytettä putken viivaan asti (1ml)</p>
 <p>Mikro-EDTA-putki</p>	<p>♦B-TVK, B-PVK+T, PVK+Neut, E-Retik</p> <p>♦E-ABORh ja/tai E-Coomb-O Muista merkitä putken nimesi</p> <p>♦fP-NH4-ion (vain laskimosta)</p>	<p>♦näytettä alimpaan merkkiviivaan (250µl)</p> <p>♦näytettä alimpaan merkkiviivaan (250µl)</p> <p>♦putki täyteen näytettä (korkkiin asti), KYLMÄnäytteenotto, nopea toimitus laboratorioon!</p>
 <p>1 ml EDTA-putki</p>	<p>♦B-XKoe (laskimosta)</p> <p>(B-XKoe voi ottaa mikro-EDTA-putkeen jos näytettä on ylempään viivaan)</p> <p>Muista merkitä putken nimesi!</p>	<p>♦näytettä putken merkkiviivaan asti (1ml)</p>

 <p>5ml seerumigeeliputki</p>	<p>• S-Fenob, S-Genta (näyte otetaan laskimosta)</p>	<p>• Tarve määräytyy tutkimuskohtaisesti ja riippuu myös potilaan hematokriitista.</p> <p>Ole tarvittaessa yhteydessä laboratorioon.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muita näytteitä ottaessa voi soittaa ohjeita kl kemialta 85 7323 (627 7323)

Sekoitus

	<p>Putki sekoitetaan kääntämällä rauhallisesti, siten että ilmapatsas liikkuu putken päästä päähän kahdeksan kertaa.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakelu: Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto