


## Sähkökäyttöisen lääkesumuttimen, Spiran käyttö

Spira on sähkökäyttöinen lääkesumutin. Se sisältää moottorin (kompressorin) ja lääkesumuttimen osat. Lääkkeen ja lääkkeenottokerrat määrää lääkäri jokaiselle yksilöllisesti.

Kokoaminen kuvan osoittamalla tavalla:

- Suukappale tulee nuolella merkittyyn puoleen
- Sumutuksen säätöventtiili asetetaan siten, että siinä oleva kukan kuva tulee käyttäjään päin
- Vedenerottimessa oleva filtti tulee aina käyttäjän puoleiseen osaan (se kerää kosteuden)
- Kompressorin on hyvä asettaa pöydälle esim. paksun froteepyyhkeen päälle.



### OSAT:

- Número 1** Lääkecuppi, jonka sisällä on kanteen kiinnitettynä sumuttimen imuletku (viiksi)
- Número 3** Suukappale
- Número 5** Liipaisin, jota käytetään suukappaleessa eli 3:ssa, (ei ole käytössä kaikilla, tarve katsotaan jokaisen kanssa erikseen)
- Número 8** Syöttöpaineletku, joka on kaksiosainen. Lyhyempi letku sumuttimen ja vedenerottajan väliin
- Número 9** Sumutuksen säätöventtiili (sumutusteho katsotaan jokaiselle yksilöllisesti)
- Número 10** Vedenerotin, jonka sisällä oleva filtti vaihdetaan päivittäin. Filttireitä saa ruokakaupasta.

Satasairaala  
[www.satasairaala.fi](http://www.satasairaala.fi)  
Puhelin 02 627 71