

Vuorokausivirtsan keräys, sitraatti (dU-Sitraat 4166)

Tutkimuksen tarkoitus

Vuorokausivirtsan keräys on tarpeen, kun tutkitaan munuaistauteja. Vuorokausi on 24 tuntia.

Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet SataDiagin laboratorioista.

Tarvittavat välineet:

- virtsankeräysastia
- nimitarra
- **säilöntäaine 10 ml 6 mol/l HCl.** Suolahappo on syövyttävää. Käsittele sitä varoen. Huuhdo happo heti pois runsaalla vesimäärällä, jos saat sitä iholle. Säilytä happo lasten ulottumattomissa.

Virtsan keräyksen aloitus

Tyhjennä virtsarakko.

Älä ota tätä virtsaa talteen.

Merkitse muistiin aloituksen päivämäärä ja aika **minuutin tarkkuudella**:

____/____ 20____ kello ____.

Tämä on keräyksen aloitusaika.

Virtsan keräys

Kerää kaikki virtsa talteen tämän jälkeen. Lisää puolet säilöntäaineesta ensimmäisen virtsan joukkoon. Sekoita hyvin.

Lisää loppu säilöntäaineesta keräyspäivän iltana.

Sekoita keräysastiaa hyvin jokaisen virtsaerän jälkeen. Sulje keräysastia huolellisesti aina, kun et kerää sinne virtsaa.

Keräyksen lopetus

Tyhjennä virtsarakko viimeisen kerran **tasaa 24 tunnin kuluttua siitä, kun keräys on alkanut.** Tämä on viimeinen virtsa, joka otetaan talteen. Keräys päättyy tähän.

Merkitse muistiin lopettamisen päivämäärä ja aika **minuutin tarkkuudella**:

____/____ 20____ kello ____.

Kuivaa keräysastian ulkopinta.

Sulje keräysastiat huolellisesti, kun keräys on loppunut.

Varmista, että virtsa-astiassa on:

- nimi
- henkilötunnus
- näytteenottopäivämäärä.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Säilytä keräysastia
keräyksen ajan viileässä.

Vie keräysastia ja tämä lomake
täytettynä laboratorioon heti,
kun keräys on päättynyt.

Kirjoita tähän tietosi:

Nimi _____

Henkilötunnus _____.

Yhteystiedot

Satakunnan hyvinvointialue
Laboratorio - Satadiag
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin
klo 10.00-15.00
Puhelin 02 627 6410.