





NÄYTTEENOTTOJÄRJESTYS AVOTEKNIKALLA

KORKIN VÄRI	PUTKI	SEKOITUS
	Hepariiniputket ja geelihepariiniputket	8 kertaa
	Sitraattiputket	4 kertaa, ei sekoittajaan
	EDTA-putket	8 kertaa
	Seerumiputket ja geeliseerumiputket, joissa on hyttymisaktivaattoria	8 kertaa
	Verensokeriputki, fluoridisitraattiseos (FC) Na-fluoridi/K-oksalaatti, 5/2 ml fP-Laktaat	8 kertaa

	Hivenaineputki, 7/6 ml (Na-hepariini, Vacuette)	8 kertaa
---	---	----------

Ohje ammattilaisille, Laboratorio, 2024