



## HandyVac- dreenin käyttöohje

Joidenkin leikkausten jälkeen potilaalle asetetaan laskuputki veren ja kudosten poistamiseksi leikkausalueelta. Voit kotiutua dreenin kanssa. HandyVac on alipainehaavaimujärjestelmä, joka sisältää laskuputken, imupalkeen ja keräyspussin. Haavadreenin laskuputken toisessa päässä on aukkoja ja tämä pää asetetaan haavan sisälle leikkauksen lopussa. Erite valuu laskuputkea pitkin palkeeseen ja lopuksi keräyspussiin. HandyVaciä voidaan käyttää pelkästään laskuputkena tai lisäksi voidaan käyttää imupalkeen alipaineimua.

### HandyVacin laskuputken ja imupalkeen käyttäminen:

- Sinulla on Handyvac- dreeni jota käytetään pelkästään laskuputkena. Sinun tarvitsee vain tyhjentää keräyspussi sen täytyttyä ja kirjoittaa ylös tyhjentämäsi määrä. Sinun ei tarvitse käyttää imupaljettä.
- Sinulla on Handyvac- dreeni jossa käytetään imupalkeen alipaineimua.

### Imupalkeen käyttäminen:

1. Sulje ylempi sulkija ja avaa alempi. Purista alipaineimua (=haitari) ylemmän kuvan nuolten osoittamaan suuntaan niin että erite valuu keräyspussiin. Purista haitaria samalla, kun laitat alemman sulkijan kiinni. Muista lopuksi avata ylempi sulkija imun aktivoimiseksi. Tyhjennä imupalje eritteestä, kun se on täyttynyt tai haitari on suoristunut.

**Keräyspussin tyhjentäminen:** Tarkista pussista kuinka paljon vuotoa on tullut ja kirjoita määrä ylös. Pussin sisällön voi tyhjentää suoraan wc:seen työntämällä pussinsulkija sivuun jolloin pussi tyhjentyy putkea pitkin. Muista lopuksi työntää sulkija takaisin paikoilleen.

### TÄRKEÄÄ:

- Varmista että dreenin letku ei taittunut.
- Voit mennä dreenin kanssa suihkuun.
- Imupalkeen ja tyhjennyspussin tulisi olla haavan alapuolella.
- Ota yhteyttä sinua hoitaneeseen osastoon jos sinulle tulee haavainfektion oireita, laskuputki työntyy ulos haavasta tai laskuputki ei toimi esim. putken tukkeutumisen vuoksi.

### Dreenin poistaminen:

Dreeni poistetaan aikaisintaan \_\_\_\_\_ (pvm)  
tai viimeistään \_\_\_\_\_ (pvm).  
Dreeni on ommeltu kiinni tikillä.

### ERITEMÄÄRÄ / VRK

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

Dreenin voi poistaa, kun eritemäärä on alle \_\_\_/ vrk. Voit poistaa dreenin joko omassa työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai neuvolassa



Hyvässä  
hoidossa