

Infektioepäilyn vuoksi otettujen luunäytteiden mikrobiologiset tutkimukset

Kaikista tutkimuksista täytyy olla sähköinen pyyntö!

Pyyntöjä tilattaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Näytteenottoaika on oltava todellinen näytteenottoaika, ei tulevaisuudessa oleva arvioitu näytteenottoaika.
2. Näytteenottaja on osasto.
3. Pyyntöjä tehdessä käytetään alla olevia pyyntönumeroita (pyyntöpaketti TEKONIVEL)
4. Tutkimuksiin pyydetään ilmoittamaan näytteen laatu (esim. nivelneste, luu, sementti) joko vapaana tekstinä tai alaselvityksistä. Ottokohtaan merkitään esim. tibia, femur tms. tieto joka yksilöi näytteenottokohdan, jos samalla kertaa on otettu useampia näytteitä. Pakolliset tiedot on merkitty**.
5. Näyteputkiin laitetaan potilaan nimi ja hetu sekä osasto, päivämäärä ja kellonaika sekä sen tutkimuksen tarra, joka ko. putkesta halutaan.
6. Näytteet lähetetään tutkivaan laboratorioon pyyntötarraan tulostuvan tekopaikan mukaan. FAB-putkia ei saa laittaa putkipostiin!

Tekonivelpaketti:

Pyyntönumero ja tutkimuksen lyhenne	Näyteastia	Tekopaikka
3080 Sy-Leuk 3129 Sy-Diffi 2518 Sy-Prot 766 Sy-BaktVr	5 ml Li-hepariiniputki (Kirurgisessa sairaalassa 766 Sy-BaktVr lisäksi erilliseen Li- hepariiniputkeen)	Kantasairaalassa päivystyslaboratorio (os. 930, TG1), Kirurgisessa sairaalassa TKS laboratorio (os. 131, pl. 766 Sy-BaktVr os 900), Salossa os. 184
2055 Sy-Kide-O	5 ml Li-hepariiniputki	os. 931
3217 Sy-Laktaat	5 ml laktaattiputki	Kuten yllä
3491 Pu-BaktVi 1 (aer+anaer)	FAB-putki (ei putkipostiin!) Steriili putki tai Portagerm	Kliininen mikrobiologia (os. 900, MD8L)
4381 BaktNhO	Steriili putki	Kliininen mikrobiologia (os. 900, MD8L)

Kliinisen mikrobiologian laboratorio: Medisiina D 8. krs, putkiposti 580, p. 046 922 1322

TKS:ssa tai Salossa otetut näytteet toimitetaan oman talon laboratorioon lähetettäväksi edelleen.

Päivitetty 24.5.2024/IH