
Infuusioportin ja tunneloidun keskuslaskimokanyylin huuhtelu

Huuhtelussa ei saa käyttää alle 10 ml ruiskuja

Välineet

- Valmiita 10ml NaCl 0,9 % - huuhteluruiskuja
- Valmis hepariini (Heparin LEO 100 KY/ml)
- 10 ml ruisku
- Neula
- Desinfektiopyyhkeitä
- Steriili korkki
- Käsidesinfektiopullo

Toimintaohjeet

1. Pese ja desinfioi kädet, muista käsien desinfiointi myös työvaiheiden välillä
2. Avaa keittosuolaruiskujen pakkaukset
3. Yhdistä 10 ml ruisku ja neula
4. Puhdista hepariinipullon kumikorkki ja ota ruiskulla 3 ml hepariinia
5. Varmista, että infuusioportin / kanyylin lukko ja kolmitiehana ovat suljettuna
6. Avaa kolmitiehanan korkki ja puhdista hanansuu desinfektiopyyhkeellä
7. Yhdistä huuhteluruisku kolmitiehanaan
8. Avaa lukko ja kolmitiehana
9. Huuhtelee 10-20 ml keittosuolaliuosta pulsaatiotekniikalla. Sulje kolmitiehana.
10. Huuhtelee infuusioportti / kanyyli 3ml hepariinilla. HUOM! Sulje kolmitiehana lopussa samalla, kun vielä ruiskutat hepariinia porttiin. Näin infuusioporttiin / kanyyliin syntyy pieni paine, joka estää veren nousun portin katetriin.
11. Sulje infuusioportin / kanyylin lukko
12. Puhdista vielä kolmitiehanan suu ja aseta siihen puhdas korkki

Jos porttia/ kanyyliä huuhdottaessa tuntuu kovaa vastusta älä työnnä nestettä väkisin sisään, koska portissa/ kanyylyssä saattaa olla liuotusta vaativa tukos. Tällöin, ota pikaisesti yhteys lääkäriin.