

Kotiutuminen haavadreenin kanssa

Haavadreeni on pehmeä muoviputki, jonka pää asetetaan haavan sisälle leikkauksessa. Haava-alueelta erittyvä veri ja kudosteneste pääsevät poistumaan haavadreenin avulla. Näin edistetään haava-alueen paranemista ja ehkäistään turvotusta.

Haavadreenin kanssa toimiminen

- Haavadreenin keräyspussin saat tyhjennettyä pussin alla olevasta hanasta. Hoitaja näyttää tekniikan ennen kotiutumistasi.
- Haavadreenin sisäänmenoaukko iholla on suojattava liimareunaisen sidoksen avulla. Sidokseksi kannattaa valita vettä pitävä sidos (saa apteekista), jotta sidos säilyy kuivana myös suihkussa käynnin yhteydessä. Sidos myös auttaa haavadreeniä pysymään paikallaan
- Haavadreenin letku sekä keräyspussi saavat kastua suihkussa.
- Pyri pitämään haavadreeni haavakohtaa alempana.
- Huolehdi siitä, ettei letku taitu kaksinkerroin, koska silloin eritteen valuminen pussiin estyy
- Muista painaa laajentunut haitarikohta lyttyyn, koska silloin haavadreeni toimii oikein
- Siniset letkusulkijat tulee pitää auki – asennossa.

Video-ohjeen dreenin käytöstä löydät osoitteesta www.hoito-ohjeet.fi hakusanalla ”Haavadreenin käyttöopastus potilaalle”.

Mikäli haavadreeni irtoaa ennen sovittua aikaa tai sen toiminnassa esiintyy ongelmia (esim. letku mennyt tukkoon ja erityis lisääntyy dreenin juurelta), ole yhteydessä omaan terveyskeskukseen.

Haavadreeni on kiinni ihossa yhdellä ompeleella. Haavadreeni poistetaan terveyskeskuksessa. Sairaanhoidtaja poistaa ensin dreeniä kiinni pitävän ompeleen, jonka jälkeen liukaspintainen dreeni tulee ulos kevyesti vetämällä. Dreenin poisto on hyvin pieni toimenpide. Saat erillisen ohjeen siitä, milloin dreenin poisto on. Huomioitavaa: sinun on varattava aika haavadreenin poistoon itse.

Mikäli haavadreenin poiston jälkeen haava-alueelle kertyy nestettä / turvotusta, varaa aika terveyskeskuksesta nestekertymän poistoa varten.

Hyvää vointia!