

Profile TNS

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Kyseinen laite lainataan teille koekäyttöön määräajaksi.

Käyttöohje

Kiinnitä johtojen päät liimaelektrodeihin ja toinen pää laitteen sivulla olevaan Ch1 kanavaan. Ch2 lisäksi, mikäli sinut on ohjattu käyttämään kahta kanavaa.

Kiinnitä elektrodit iholle hoidettavaan paikkaan fysioterapeutin ohjaamalla tavalla.

Käynnistä laite ON/OFF näppäimestä.

Käytössäsi on ohjelma

(ja)



Hoitoparametrit on asennettu laitteeseen valmiiksi. Tarvittaessa hoito-ohjelmaa vaihdetaan MODE – näppäimellä.

Lisää virran voimakkuus Ch1 /2 näppäimellä, riippuen jos vain toinen tai molemmat ovat käytössäsi. Voimakkuuden tason kuuluu olla selkeästi tunnettava, mutta EI epämiellyttävä tai kivulias. Voimakkuutta voi säätää ohjelman aikana tarpeen mukaan +/-.

Haluttu hoitoaika säädetään TIMER – näppäimellä sammumaan itsekseen määrätyn ajan kuluttua, jolloin minuuttimäärä näkyy näytössä TAI jatkumaan kunnes sen itse sammuttaa.

_____ min _____ x / vrk

Jokaisen hoidon jälkeen kostuta elektrodien liimapinnat veteen kastelluin sormin ja liimaa ne kiinni suojamuoviin. Säilytä suojaussissa poissa auringon valosta, huoneen lämmössä. Ihoa ei tarvitse puhdistaa ennen hoitoa, mikäli et ole hoidettavaa aluetta juuri rasvannut. Iho voi punoittaa hetken elektrodien poiston jälkeen.

Fysioterapeutti _____ Puh _____