

**SUOJAKÄSINEET VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ**  
Hankintakausi 11.11.2019 - 31.10.2022

KÄSINE	KÄYTTÖKOHTEET	MATERIAALI / TUOTEMERKKI / VALMISTAJA
<p><b>Steriili</b></p> <p>Leikkauskäsineet</p> <p>EN- 455- standardi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ leikkaukset ja kirurgiset toimenpiteet</li> <li>▪ pitkien, syvien verisuonikatetrien asettaminen</li> <li>▪ sydämen verisuonien pallolaajennus angiokardiografia, läpivalaisututkimukset</li> </ul>	<p><b><u>SYNTEETTISET:</u></b></p> <p>FUSIONE® (ADVENTA Health)</p> <p>Protexis® PI (Cardinal Health)</p> <p>Sempermed® syntegra IR (Semperit)</p> <p>Biogel® PI UltraTouch® (Mölnlycke Health Care)</p> <p><b><u>LATEX:</u></b></p> <p>Protexis® latex ( Cardinal Health)</p> <p>Sensiflex® Plus (ADVENTA Health)</p> <p>Sempermed® supreme (Semperit)</p> <p>Biogel Eclipse® (Mölnlycke Health Care)</p> <p>Gammex Latex moisturizing (Ansell)</p> <p><b><u>OHUET LEIKKAUSKÄSINEET (latex):</u></b></p> <p>ProFeel® DHD micro (WRP), ruskea</p> <p>Protexis™ latex micro, (Cardinal Health) ruskea</p> <p><b><u>KAKSOISKÄSINEET SYNTEETTISET:</u></b></p> <p>Finessis Corium® (ADVENTA Health) aluskäsine</p> <p>FUSIONE® (ADVENTA Health) päällys-/vaihtokäsine</p> <p>Sempermed® syntegra green (Semperit), aluskäsine</p> <p>Sempermed® syntegra IR (Semperit) päällys-/vaihtokäsine</p> <p>Biogel® PI Indicator® system (Mölnlycke Health Care) samassa pakkauksessa päällys- ja aluskäsine</p> <p>Biogel® PI UltraTouch® (Mölnlycke Health Care), vaihtokäsine</p> <p><b><u>KAKSOISKÄSINEET LATEX:</u></b></p> <p>Maxitex® UG PF (ADVENTA Health) aluskäsine</p> <p>Sensiflex® Plus (ADVENTA Health) päällys-/vaihtokäsine</p> <p>Sempermed® supreme duo (Semperit), samassa pakkauksessa päällys- ja aluskäsine</p> <p>Sempermed® supreme (Semperit) päällys-/vaihtokäsine</p> <p>Biogel Eclipse® Indicator® (Mölnlycke Health Care), samassa pakkauksessa päällys- ja aluskäsine</p> <p>Biogel Eclipse® (Mölnlycke Health Care), päällys-/vaihtokäsine</p>



## **Yleistä suojakäsineiden valinnasta:**

- Valitse suojakäsine käyttötarkoituksen mukaan.
- Ota huomioon potilaan/työntekijän mahdollinen lateksi- eli luonnonkumiallergia.
- Käytä vain puuterittomia käsineitä.
- Käsinevalinnassa on huomioitava käyttöturvallisuusohjeen edellyttämä suojautuminen.
- Kaikissa käsinemateriaaleissa voi olla kemikaaleja, jotka saattavat herkistää sekä aiheuttaa ärsytyskosketushottumaa.

Polyeteenistä valmistetut käsineet eivät kuulu hoitotyö.