

## TNS-laitteen käyttö

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

### TPN200

Kyseinen laite lainataan teille koekäyttöön määräajaksi.

Laite toimii 9V patterilla, joka sijaitsee liukukannen alla.

Kiinnitä johtojen päät liimaelektrodeihin ja toinen pää laitteen päällä olevaan kanavaan / (kanaviin, mikäli sinut on ohjattu käyttämään kahta).

Kiinnitä elektrodit iholle hoidettavaan paikkaan fysioterapeutin ohjaamalla tavalla.

Käynnistä laite kiertämällä kyseisen kanavan puoleista nappulaa niin, että merkkivalo syttyy. Lisää voimakkuutta samaa nappulaa kiertämällä. Voimakkuuden tason kuuluu olla selkeästi tunnettava, mutta EI epämiellyttävä tai kivulias. Voimakkuutta voi säätää ohjelman aikana tarpeen mukaan +/-.

Virran muoto aluksi \_\_\_\_\_ jatkossa \_\_\_\_\_

Hoitoparametrit \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_ Us

Hoitoaika \_\_\_\_\_ x/vrk \_\_\_\_\_

Jokaisen hoidon jälkeen kostuta elektrodien liimapinnat veteen kastelluin sormin ja liimaa ne kiinni suojamuoviin. Säilytä suojapussissa poissa auringon valosta, huoneen lämmössä. Ihoa ei tarvitse puhdistaa ennen hoitoa, mikäli et ole hoidettavaa aluetta juuri rasvannut. Iho voi punoittaa hetken elektrodien poiston jälkeen. Laitteen mukana saatte ensimmäiset elektrodit, joita voi käyttää n. 30 kertaa. Seuraavat tulee hankkia tarvittaessa itse.

