
Verinäytteiden ottaminen keskuslaskimokanyylista (KLK) ruiskulla

Huom. Huuhtelussa ei saa käyttää alle 10 millilitran (ml) ruiskuja.

Jos potilaalla on suonensisäinen infuusio käynnissä

Välineet

- valmiita 10 ml NaCl 0,9 % (keittosuola) huuhteluruiskuja
- 10 ml ruiskuja
- tarvittavat verinäyteputket
- steriili korkki
- desinfektiopyyhkeitä
- käsidesinfektiopullo

Järjestys

1. Tarkista verinäyteputket, oikeat näytteet oikealta potilaalta.
2. Laske näytteisiin tarvittava verimäärä ja ota tarvittava määrä ruiskuja.
3. Pese ja desinfioi kädet. Muista käsien desinfektio myös työvaiheiden välillä.
4. Avaa keittosuolaruiskujen pakkaukset.
5. Tauota infuusio.
6. Sulje kolmitiehana, avaa korkki ja desinfioi suuaukko desinfektiopyyhkeellä. Muista kolmitiehanan sulku toimien välillä.
7. Huuhtelee KLK 5 ml:lla keittosuolaa (10 ml ruisku) ja aspiroi kanyylista niin sanottua hukkaverta ruiskuun noin 3 ml.
8. Aspiroi verta puhtaisiin ruiskuihin näytteisiin tarvittava määrä.
9. Laita alle 1-vuotiaille lapsille hukkaveri takaisin harkinnan mukaan.
10. Huuhtelee KLK 10-20 ml:lla keittosuolaa pulsaatiotekniikalla ja sulje kolmitiehana.
11. Puhdista suuaukko desinfektiopyyhkeellä ja laita uusi korkki kolmitiehanaan.
12. Käynnistä infuusio.
13. Laita veri näyteputkiin mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa pyydä joku avustamaan.
Putkien korkit eivät saa mennä sekaisin.

Jos potilaalla ei mene suonensisäistä infuusiota

Välineet

- valmiita 10 ml keittosuola huuhteluruiskuja
- valmis hepariini
- 10 ml ruisku

- neula
- 10 ml ruisku
- tarvittavat verinäyteputket
- steriili korkki
- desinfektiopyyhkeitä
- käsidesinfektiopullo

Järjestys

1. Tarkista verinäyteputket, oikeat näytteet oikealta potilaalta.
2. Laske näytteisiin tarvittava verimäärä ja ota tarvittava määrä ruisku.
3. Pese ja desinfioi kädet. Muista käsien desinfiatio myös työvaiheiden välillä.
4. Avaa keittosuolaruiskujen pakkaukset.
5. Yhdistä 10 ml ruisku ja neula, puhdista hepariinipullon kumikorkki ja aspiroi 3 ml hepariiniliuosta.
6. Varmista, että kolmitiehana on suljettu, avaa korkki ja desinfioi suuaukko desinfektiopyyhkeellä. Muista kolmitiehanan sulku toimien välillä.
7. Huuhtele KLK 5 ml:lla keittosuolaa (10 ml ruisku). Aspiroi portista hukkaverta ruiskuun noin 3 ml.
8. Aspiroi verta puhtaisiin ruiskuihin näytteisiin tarvittava määrä.
9. Laita alle 1-vuotiaalle lapsille hukkaveri takaisin harkinnan mukaan.
10. Huuhtele KLK 20 ml:lla keittosuolaa pulsaatiotekniikalla.
11. Huuhtele KLK 3 ml:lla hepariiniliuosta. Huom. Sulje kolmitiehana lopussa samalla, kun vielä injisoit hepariinia. Näin syntyy pieni paine, joka estää veren nousun katetriin.
12. Puhdista suuaukko desinfektiopyyhkeellä ja laita uusi korkki kolmitiehanaan tai poista neula infuusioportista.
13. Laita veri näyteputkiin mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa pyydä joku avustamaan. Putkien korkit eivät saa mennä sekaisin.

