

Behandling av ärr med Mepiform

Användningsändamål

Mepiform är ett silikonbandage som är avsett för behandling av ärrvävnad och som fäster sig bra på huden. Mepiform är ett tunnt och smidigt bandage tillverkat av laminerad silikongel.

Mepiform är avsett både för behandling av gamla och nya ärr. Med hjälp av bandaget syftar man till att förebygga alltför kraftig tillväxt av ärrret och att effektivisera eller försnabba läkningsprocessen.

Bruksanvisning

- Ta plattan ur förpackningen.
- Klipp ut en lämpligt stor bit av plattan. Bandaget bör täcka minst en 1 cm:s marginal utöver sårkanterna.
- Innan du lägger på Mepiform-bandaget bör du försäkra dig om att hudområdet är rent och torrt.
- Avlägsna skyddspappret och lägg Mepiform på ärrret. Undvik gärna att tänja på bandaget när du lägger det på lederna.
- Ideal användningstid för Mepiform-bandaget är 24 timmar om dygnet. Avlägsna bandaget en gång per dag för att kontrollera och rengöra huden. Samma bandage kan användas på nytt.
- I normala förhållanden borde Mepiform bytas ut var 3. – 7. dygn eller då bandaget inte längre ordentligt fastnar på huden.
- Bandaget är vattentätt och det tål tvätt, bastubad och simning.

Obs!

- Man bör inte lägga produkten på ett öppet sår.
- Om det uppstår skavsår eller utslag, ge huden luftbad tills symtomen har gått över och fortsatt sedan med behandlingen genom att så småningom förlänga behandlingstiden. Om symtomen inte går över, bör du sluta använda produkten och vi ber dig att kontakta ergoterapeuten.

Vid behov tag kontakt med din ergoterapeut.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vssh.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.