

Clostridioides difficile toxigen B i avföringen, påvisning av nukleinsyra (F-CldTNhO, 6141)

Testet används för att påvisa förekomsten av toxin B gene hos diarréframkallande bakterie.

Förnödenheter

1. Plast- eller pappbehållare.
2. Copan eSwab 490CE.A –provtagningssticka och rör (se figur 1a), eller Copan FecalSwab 470CE –provtagningssticka och rör (se figur 1b).
3. Plastpåse och namndekal.



Figur 1a. Copan eSwab



Figur 1b. FecalSwab

Provtagning

1. Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
2. Rulla den bomullsförsedda ändan av provtagningsstickan i avföringen, särskilt i de delar av provet som innehåller slem.
 - Undvik att ta med alltför mycket av avföringen i provet!
 - Om avföringen är flytande, håll provtagningsstickans bomullsförsedda ända en stund i avföringen.
3. Genast efter att du tagit provet, överför provtagningsstickan i transportröret som har vätska på botten.
 - Obs! Häll inte bort vätskan ur provröret.
4. Bryt av provstickan vid brytstället och tillslut korken.
5. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslog på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**

6. **Fäst namndekalen vid transportröret.**
7. Lägga transportröret i plastpåsen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.
8. Provet förvaras i Copan eSwab-provröret i rumstemperatur för 5 dygn.
9. OBS! Provet förvaras i Copan FecalSwab –provröret i rumstemperatur bara för 2 dygn.

Returnera Copan eSwab- eller FecalSwab -transportröret till laboratoriet senast dagen efter provtagningen!

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 9.3.2023/MG.