

Profile TNS

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Apparaten i fråga utlånas till er för provanvändning för en bestämd tid.

Bruksanvisning

Fäst ledningsändorna i de självhäftande elektroderna och den andra ändan i Ch1-kanalen på sidan av apparaten. Även i Ch2, om du har blivit handledd att använda två kanaler.

Fäst elektroderna i huden på det område som ska behandlas på det sätt som fysioterapeuten anvisar.

Sätt på apparaten på ON/OFF-knappen.

Du har tillgång till programmet

(och)



Behandlingsparametrarna är färdigt installerade i apparaten. Vid behov kan behandlingsprogrammet bytas med hjälp av MODE-knappen.

Öka strömmens intensitet med hjälp av Ch1 /2 -knappen, beroende på om endast den ena eller båda knapparna står till ditt förfogande. Intensitetsnivån bör tydligt kunna kännas, men den FÅR

INTE kännas obehaglig eller smärtsam. Intensiteten kan vid behov regleras under programmets gång med +/-.

Den önskade behandlingstiden regleras med TIMER-knappen så att apparaten stänger sig själv efter angiven tid, varvid antalet minuter syns på displayen ELLER så att programmet fortsätter tills klienten själv stänger av det.

_____ min _____ x/dygn

Fukta elektrodernas vidhäftningsytor efter varje användning genom att stryka på lite vatten och klistra fast dem i skyddsfilm. Förvara i skyddspåsen utom solljus i rumstemperatur. Huden behöver inte rengöras före behandlingen, såvida du inte nyligen har smort in det område som ska behandlas. Huden kan vara lite rödaktig efter att elektroderna tas bort.

Fysioterapeuten _____ Tfn _____