

Användning TNS-apparat

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

TPN200

Apparaten i fråga utlånas till er för provanvändning för en bestämd tid.

Apparaten fungerar med 9V batteri, som finns under glidlocket.

Fäst ledningsändorna i de självhäftande elektroderna och den andra ändan i kanalen/(kanalerna, om du har blivit handledd att använda två kanaler) ovanpå apparaten.

Fäst elektroderna i huden på det område som ska behandlas på det sätt som fysioterapeuten anvisar.

Sätt på apparaten genom att vrida på knappen på samma sida som den aktuella kanalen, så att signalljuset tänds. Öka styrkan genom att vrida på knappen i fråga. Intensitetsnivån bör tydligt kunna kännas, men den FÅR INTE kännas obehaglig eller smärtsam. Intensiteten kan vid behov regleras under programmets gång med +/-.

Strömmens form till en början _____ i fortsättningen _____

Behandlingsparametrar _____ Hz _____ Us

Behandlingstid _____ x/dygn _____

Fukta elektrodernas vidhäftningsytor efter varje användning genom att stryka på lite vatten och klistra fast dem i skyddsfilmerna. Förvara i skyddspåsen utom solljus i rumstemperatur. Huden behöver inte rengöras före behandlingen, såvida du inte nyligen har smort in det område som ska behandlas. Huden kan vara lite rödaktig efter att elektroderna tas bort. Du får de första elektroderna med apparaten och de kan användas ca 30 gånger. Därefter bör du skaffa elektroder själv.

