

## Behandling av ärr med Silipos

### Syfte

Silipos -produkten är tillverkad av mjuk och elastisk trikå, som är överdragen av polymergel. Av gelet frigörs långsamt medicinsk mineralolja, som mjukar upp och fuktar huden. Produkten kan tvättas och kan återanvändas.

Silipos skyddar huden mot tryck och friktion och den minskar ärrbildningen. Man kan också använda produkten mot problem med huden och naglarna som beror på att de torkar för mycket.

### Bruksanvisning

- Tvätta och torka det område som ska behandlas.
- Lägg gelet direkt på det område som ska behandlas.
- Avlägsna produkten i minst 3-4 timmars tid så att huden kommer åt att andas.
- Det är endast tillåtet att tvätta produkten för hand. Låt produkten torka med den gelbehandlade ytan utåt. Torka inte med papper eller handduk.

### Obs!

- Man får inte lägga produkten över ett öppet sår.
- Om produkten irriterar huden eller annars känns obekvämt eller orsakar försämrad blodcirkulation, så ska man omedelbart sluta använda produkten och ta kontakt med sin terapeut.

Vid behov tag kontakt med din ergoterapeut.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000  
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.