

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

HÖRLUR I HÖRSELGÅNGEN-APPARAT

Hörlur i hörselgången-apparatur är som modell och stil mycket lik den traditionella hörapparaten. Oftast är dessa lite mindre och de anpassas antingen med små "tippor" eller med mikrohörlurar.

Ljudet sänds direkt från instrumentet bakom örat genom en tunn tråd till hörapparaten som är belägen i hörselgången.



VÅRDEN AV APPARATEN

Eftersom apparatens teknik är både bakom örat och inne i hörselgången får man inte tvätta delarna med vatten. Den delen som är bakom örat får torkas med en mjuk duk.

Ifall apparaturen är försedd med en "tipp" bör tippet lossas med jämna mellanrum och kollas att alla öppningar är rena. Tippet kan tvättas med ljummet vatten och först efter den torkat ordentligt kan den läggas tillbaka. Då tippet går sönder eller inte går att tvätta mera kan den bytas till en ny. På besöket väljs en rätt modell och storlek. Vaxskyddet som är under tippet bör bytas enligt en skild anvisning, en gång i månaden. I fortsättningen kan du köpa tipparna och vaxskydden direkt från importören eller från privata hörcentraler.

Den individuellt monterade mikrohörluren torkas med en mjuk duk alltid efter användningen. Lättast är det att göra detta direkt på morgonen eftersom vaxet är torkat. Vaxskyddet som är i mikrohörluren bör bytas en gång i månaden enligt givna anvisningar. Ventilationsöppningen bör rengöras med borsten eller tråden avsedd för det.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.