

HAVAINNEKUVA PUTKEN SISÄLTÄMÄ NÄYTEMÄÄRÄ NHO- JA LIKVOR-NÄYTTEISSÄ

Putken sisältämän määrän vertailukuva kl. mikrobiologian nestemäisille näytteille esim. Likvor- ja NHO -näytteille. Kuvan on tarkoitus auttaa havainnollistamaan oikea näytemäärä silmämääräisessä arvioinnissa erilaisissa putkissa. Kuvan keltakorkkinen putki on 10 ml tehdaspuhdas muoviputki, vaaleakorkkinen on tiivisteellinen PCR putki.

