

SPERMA-ANALYYSI, PT-SPER-2, 2628

Ota näyte alla olevan ohjeen mukaan ja täytä lähetteen tiedot.
Toimita näyte ja tämä kaavake Satasairaalan laboratorioon Pvm _____ Klo 7.00 - 9.00

Henkilötiedot

Naisen nimi: _____

Miehen nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Näytteenanto: pvm _____ klo _____

Näyte saatu kokonaan talteen Kyllä _____ Ei _____

Edellisen siemensyöksyn pvm: _____ Pidättäytymisaika: _____ vrk (2–5 vrk)

Lähettävä lääkäri: _____

Vastauksen toimitusosoite, jos pyytäjä ei ole Satakunnan keskussairaala (myös puh ja fax-numero):

SIEMENNESTEEN OTTAMISOHJE

- Pyytävä yksikkö tilaa tutkimuksen atk-järjestelmästä ja varaa tutkimukselle ajan Satasairaalan laboratoriosta, puh.02 627 7311.
- Näyteastian tulee olla kannellinen tiivis muovipurkki, joka ei ole soluille toksinen. Jotkut muovilaadut voivat vahingoittaa siittiötä. Satasairaalan potilaat saavat näyteastian gynekologian poliklinikalta, muut pyytävän yksikön laboratoriosta.
- Pyytävä yksikkö täyttää lomakkeeseen vastauksen toimitusosoitteen ja antaa lomakkeen potilaalle
- Siemennestenäyte otetaan masturboimalla. Kondomia ei saa käyttää siemennesteen keräämiseen, koska kondomi vahingoittaa siittiötä.
- Keskeytetyssä yhdynnässä tuotettu näyte ei ole hyväksyttävä, koska tärkeä osa ejakulaatista saattaa mennä ohi. Siemenneste ejakuloidaan useampana sykäyksenä; siittiöpitoisuus ei ole tasaisesti jakautunut vaan alkuosassa on yleensä suurin osa siittiöistä. Myös vaginan eritteet saattavat aiheuttaa solukontaminaatiota ja hapan pH vaikuttaa haitallisesti siittiöiden liikkuvuuteen.
- Astian täytyy olla lämmin, ettei soluille tule kylmähokkia. Näyte täytyy suojella alle +20 °C ja yli +37 °C lämpötilalta.
- Edellisestä siemensyöksystä tulisi olla kulunut **vähintään 2, mutta ei yli 5 vuorokautta**. Edellisen siemensyöksyn päivämäärä merkitään esitietokaavakkeeseen.
- Siemensyöksyn annetaan tapahtua **suoraan näytepurkkiin**. Kaikki ejakuloitunut siemenneste pyritään saamaan suoraan purkkiin, koska vajaa näyte antaa virheellisen kuvan siemennesteen laadusta. On tärkeää, että näytteen mahdollinen vajaavuus eli epätäydellisyys merkitään esitietoihin.
- Näyte toimitetaan tämän kaavakkeen kanssa Satasairaalan laboratorioon tunnin sisällä näytteenotosta sovittuna päivänä klo 7.00–9.00. Näyte säilyy hyvin lämpimän takin povitaskussa, jossa keho pitää näytteen lämpimänä. Näytettä ei tule kuljettaa kassissa.
- Mikäli näytteenotto epäonnistuu, suositellaan uutta yritystä riittävän (2–5 vrk) pidättäytymisajan kuluttua. Uutta näytettä varten tarvitaan uusi, puhdas näytepurkki.