

Sydäntahdistimen poisto vainajalta

Kaikkien vainajien tahdistimet tulee poistaa. Tahdistimet aiheuttavat räjähdysvaaran joutuessaan krematoriuuniin ja ne ovat ongelmajätettä, jota ei saa haudata.

Tahdistin poistetaan vainajalta lääketieteellisessä tai oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa. Muulloin tahdistin poistetaan viimeisimmässä hoitopaikassa tai oman alueen terveyskeskuksessa.

Jos potilaan kuolinsyy on epäselvä ja epäillään mahdollista sydänperäistä syytä, esimerkiksi rytmihäiriöitä sydänsairaalla potilaalla, voidaan tahdistin toimittaa kardiologian poliklinikalle, jossa tahdistimen muistissa olevat tiedot luetaan säätölaiteen avulla.

Tahdistimenpoisto

- Tahdistimenpoistossa tarvittavat välineet:
- Tahdistinmagneetti
- Tahdistinjohdon irrotukseen tarkoitettu ruuvimeisseli
- Kertakäyttöinen leikkausveitsi
- Kirurgiset atulat
- Metallisakset
- Haavansulkuteippi
- Sidetaitoksia
- Suojakäsineet (kaksinkertaiset neo-tai polyisopreenihanskat)
- Muovipussi tahdistinta varten

Rytmihäiriötahdistin (ICD, CRT-D) voi antaa iskun johtojen katkaisun ja ruuvauksen yhteydessä. Tämän vuoksi rytmihäiriötahdistimen päälle tulee laittaa magneetti, joka estää iskuhoidot. Magneetti tulee pitää paikallaan ihoviillosta alkaen, aina siihen saakka, kunnes kaikki johdot on irrotettu tahdistimesta.

Ellet tiedä, onko kyseessä rytmihäiriötahdistin vai ei, käytä magneettia.

Käytä paksuja suojakäsineitä tai kaksinkertaisia neo- tai polyisopreenisuojakäsineitä.

Tahdistimen poisto tapahtuu tahdistimen kohdalle tehdystä viillosta. Poista tahdistin. Irrota johdot ruuvimeisselillä tahdistimesta, tai katkaise ensin johdot ja irrota sitten johdonpää tahdistimesta. Laita tahdistin suojakäsineen sisään ja muovipussiin. Johtoja ei tarvitse poistaa potilaasta. Rytmihäiriötahdistin voi antaa äänihälytyksiä, näistä ei tarvitse välittää. Sulje haava teipillä. Toimita tahdistin asiallisesti hävitettäväksi.

Vainajilta, joille ei tule ruumiinavausta, tahdistimen poisto tapahtuu viimeisimmän hoitopaikan toimesta. Oman alueen terveyskeskuksessa tulee olla valmius tahdistimen poistoon.

Tahdistimen olemassaolo / poistaminen tulee kirjata kuolintodistukseen.

Yhteystiedot

SATSHP:n alueella neuvoja ja tarvittavaa välineistöä (ICD magneetti, ruuvimeisseli) voi pyytää

- Sydänyksikön poliklinikalta, puhelin 044 707 6656, arkisin kello 10.00 -14.00