

## Virtsan dysmorfiset erytrosyytit ( U-ErytDys 4210 )

---

### Tutkimuksen tarkoitus

Lääkäri on määrännyt sinusta tutkimuksen virtsan dysmorfiset erytrosyytit eli punasolut.

Tutkimusta käytetään verivirtsaisuutta aiheuttavien sairauksien selvittämiseen.

### Valmistautuminen

Virtsanäytteenotto tapahtuu laboratoriossa. Näytteeksi kelpaa enintään 2 tuntia rakossa ollut virtsa.

Käy antamassa näyte hoitavan yksikön ohjeistuksen mukaan

- Satasairaalan laboratoriossa
- Rauman laboratoriossa

Päivämäärä \_\_\_\_\_

Näytteitä otetaan vastaan tiistaisin kello 13-14.

Ilmoittaudu laboratorion sihteerille saapuessasi laboratorioon.

### Ennen näytteenottoa

Keskisuihkuvirtsanäyte annetaan laboratoriossa enintään kahden tunnin kuluttua edellisestä virtsaamisesta.

Tee huolellinen alapesu vedellä ja kuivaus ennen näytteenottoa.

Laske virtsaa aluksi WC-pyttyyn. Ota purkkiin virtsaa noin 2/3 purkillista. Älä keskeytä virtsaamista välillä.

Laboratorion henkilökunta ohjaa näytteen palautuksessa.

### Vastauksen valmistuminen

Vastaus valmistuu 1-2 päivän kuluessa. Tiedon tuloksesta saa hoitavan yksikön kautta.

### Yhteystiedot

Satakunnan hyvinvointialue  
Laboratorio - SataDiag  
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello  
10.00–15.00  
Puhelin 02 627 6410.