

## Lasten hematologialla käytettävät hepariiniliuokset

Alla olevia liuoksia käytetään sentraalisten kanyylien ja infuusioporttien huuhtelussa ja hepariinilukkona.

Huuhtelussa tai lukon laitossa EI saa käyttää alle 10 ml ruiskuja

Hepariini injisoidaan kanyyliin/ porttiin siten, että kanyyliin jää ylipaine = Laitetaan kolmitiehana kiinni ruiskutuksen loppuvaiheessa.

### Alle 1-vuotiaat

- Alle 2kg kohdalla päätös potilaskohtaisesti
- Yli 2kg lapselle säilöntäaineeton hepariini (Heparin Sodium 1000 ky/ml)

Laimennus:

- 0,1ml Heparin Sodium+20ml NaCl 0.9% → loppuvahvuus 5 ky/ml
- Lukko 3 ml valmistettua Heparin-liuosta
- Laimennoksen kesto aika 1h

### Yli 1-vuotiaat

- Valmis Heparin 100 ky/ml
- Lukko 3ml valmistettu Heparin 100ky/ml

Taurulock® kohdalla katso erillinen ohje.