

Kliinisen fysiologian tutkimusten tilaaminen

Tutkimuspaikka

Kliinisen fysiologian (KLF) yksikkö toimii kahdessa toimipisteessä Tyksin T-sairaalassa. Pääosa tutkimuksista tehdään E-osan 1. kerroksessa (TE1), keuhkofunktio tutkimukset A-osan 2. kerroksessa (TA2).

Käyntiosoite: Tyks T-sairaala, Hämeentie 11

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku

Puhelin (toimisto ja ajanvaraus): **02 313 1935**

- ma-to klo 7:30-11:15 ja klo 12:00-15:15
- pe klo 7:30-11:15 ja klo 12:00-13:45

Aukioloajat

- ma-to 7:30-15:30
- pe 7:30-13:45

Tutkimusten tilaus

Ajanvaraus tehdään Oberoniin tai soittamalla toimistoon.

Lähetä tehdään Radu RIS:iin. Tutkimusten tyyppiä valitaan KLF ja tutkimusyksiköksi KLIP. UKG-tutkimuksissa tutkimusten tyyppiä valitaan RAD.

Ilmoitus ajoista potilaalle

Tutkimusaika ilmoitetaan potilaalle kutsukirjeellä, jonka mukaan laitetaan karttaliite ja tutkimusohjeet (Y-levy: [VSSH/ Kirjeliitteet ja hoito-ohjeet/ T11 KUVANTAMINEN/ KLIP/ KLF](#))

Lausumiskäytännöt

Lausunnot kirjoitetaan Radu RIS:iin.

Kiireelliset tutkimukset lausutaan pääsääntöisesti vuorokauden sisällä. Vuodeosastoilta tuleville UKG-potilaille annetaan myös alustava käsin kirjoitettu lausunto pikavastauslomakkeella.

Ajanvarauspotilaiden tutkimukset lausutaan viiden arkipäivän sisällä, viimeistään ennen seuraavaa poliklinikkakäyntiä.

Mikäli tutkimuksessa todettu potilaan lääketieteellinen löydös vaatii välittömiä hoitotoimenpiteitä, asiasta ilmoitetaan potilasta hoitavalle lääkärille tai yksikölle puhelimitse.

Tutkimuskoodit ja Oberon-varaustyypit

Tutkimukseen tulevalla potilaalla tulee olla lähete lähettävältä lääkäriltä ja tutkimusaika sovittuna. Tutkimuskohtaiset ammattilaisohjeet löytyvät Y-levyltä: [VSSHP/ Hoito-ohjeet ammattilaisille/ T11 Kuvantaminen / Klip/ KLF](#) ja [Hoito-ohjeet.fi](#) –sivustolta.

Toimipiste: KLIP

Ruokatorven tutkimukset, KL2T

- 2028* Manometria, kesto 60min, varaustyyppi KFRUTO.
- 3600* Ruokatorven pH-mittaus, kesto 30min, varaustyyppi KFPH24.
- 6046* Ruokatorven pH-impedanssi-mittaus, kesto 30min, varaustyyppi KFPH24.

Mikäli potilaalle tehdään manometria ja pH-mittaus/pH-impedanssi-mittaus, varataan KLFRUTO-aika.

Autonomisen hermoston tutkimukset, KL2T

- 4968 Pystyasennon sietokoe (TILT), kesto 90min, varaustyyppi KFAUTH.
- 3601 Autonomisen hermoston mittaus, kesto 90min, varaustyyppi KFAUTH.

Pitkäaikaisrekisteröinnit, KL3T

- 3914* Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti, kesto 60min, varaustyyppi KFR24P.
- 1279* 24h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P.
- 6017* 48h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P.
- 6019* 72h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P.

Rasitustutkimukset, KL4T

- 2068* Ergometria, kliininen rasituskoe, kesto 60min, varaustyyppi KFERGO.
- 2065 Ergospirometria, kesto 75min, varaustyyppi KFERSP.

Rasitus-UKG, KL41T

- FM1LE* Rasitus-UKG, kesto 60min, varaustyyppi KFRUKG.

Keuhkofunktiotutkimukset, KL5T ja KL10T

- 2680* Spirometria, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45.
- 6006* Spirometria ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45.
- 2682* Spirometria ja bronkodilataatio, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45.
- 6007* Spiro ja bronkodil. ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45.
- 1246* Diffuusiokapasiteetti, kesto 30min, varaustyyppi KFSD30.
- 22083* Diffuusiokapasiteetti ilman lausuntoa, kesto 30min, varaustyyppi KFSD30.

Mikäli potilaalle tehdään spirometria ja diffuusiokapasiteetti, varataan KFSD45-aika tai kaksi peräkkäistä KFSD30-aikaa. Nämä tutkimukset tehdään allergiayksikössä (TA2).

Alaraajapainemittaukset, KL6T JA KL8T

ABI-mittaukseen sisältyy varvaspaineiden mittaus.

- 6092* ABI-mittaus ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFABI.
- 2912* ABI-mittaus, kesto 45min, varaustyyppi KFABI.

Sormipaineet varataan KFABI-aikaan samalla tutkimusnumerolla, pyyntöön maininta sormipaineista.

Sydämen UÄ, KL7T

- FM1EE* Sydämen UÄ, polikliiniset potilaat, kesto 60min, varaustyyppi KFUPKL.
- FM1EE* Sydämen UÄ, onkologian potilaat, kesto 60min, varaustyyppi KFU820.

Sydämen ESO UÄ, KL71T

- FM1EE* Sydämen UÄ, kesto 60min, varaustyyppi KFUVOS.
- FM1BE* Sydämen UÄ ruokatorven kautta, kesto 60min, varaustyyppi KFUESO.
- FM1KE Sydämen UÄ varjoainetta käyttäen, kesto 60min, varaustyyppi KFUVOS.

Muut tutkimukset

Alla olevat tutkimukset varataan soittamalla KLF-toimistoon. Lähetteen tulee olla Radu RIS:issä ennen ajanvarausta.

- 3145 Anomanometria, kesto 60 min.

1191	Bodybox, kesto 90 min.
1195	Bodybox ja bronkodilataatio, kesto 90 min.
6065	EVH (eukapninen voluntaarinen hyperventilaatio), kesto 60min.
3602	Hyperventilaatio, kesto 60 min.
6009	Hypoksia-altistus, kesto 150 min.
6050	Nyrkistyskoe yläraajaan, kesto 150 min.
2069	Juoksumattorasitus, kesto 60 min.
4263	Lihassaitiopaineenmittaus, kesto 90 min.
6058	Rasitus-ABI, kesto 90 min.

* Tutkimus on akkreditoitu. Tyks / Kliinisen fysiologian, isotooppi- ja PET-tutkimusten palvelualue on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T150, akkreditointivaatimuksena SFS-EN-ISO/IEC 17025 standardi.

Ohje tarkistettu 5.3.2024