

Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria

Yleistä

Tutkimuksella selvitetään virtsarakon ja virtsaputken toimintaa. Tutkimus on kivuton. Tutkimuksen aikana lapsi virtsaa WC-pöntön kaltaiseen astiaan istuen tai seisten. Urodynaaminen laitteisto piirtää tulkittavat käyrät.

Virtsamäärä

Virtsattavan määrän tulisi olla vähintään noin 100 ml, jotta tulos voidaan tulkita. Tulkaa poliklinikalle niin, että lapsen edellisestä virtsaamisesta on kulunut 1-2 tuntia. Lapsen on hyvä juoda ennen poliklinikalle tuloa vettä tai mehua virtsanerityksen lisäämiseksi.

Jäännösvirtsan mittaus

Virtsaamisen jälkeen mitataan jäännösvirtsan määrä. Tutkimus tehdään ultraäänilaitteella virtsarakon tyhjenemisen selvittämiseksi. Tutkimus on kivuton ja vaaraton. Se kestää noin 5-10 minuuttia. Lapsi on selinmakuulla, ja tutkittava kohta riisutaan. Alavatsalle levitetään viileää geeliä ja ultraäänilaitteen äänipäätä liikutellaan iholla virtsarakon kohdalla. Kaiut näkyvät kuvana laitteen monitorilla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.