

## TAHDISTIMEN POISTO VAINAJALTA

Sydämentahdistin on poistettava vainajalta aina riippumatta siitä, onko hänet tarkoitus haudata vai tuhkata. Tahdistimen johtoja ei tarvitse poistaa.

Tahdistimen voi poistaa patologi tai terveyskeskuslääkäri ym. Tahdistimen poistaminen tulee kirjata kuolintodistukseen.

Tahdistin poistetaan niin, että tahdistimen johdot katkaistaan nopeasti yhdellä liikkeellä tavallisilla sivuleikkureilla ja etenkin ICD-tahdistimen (defibrilloiva tahdistin eli rytmihäiriötahdistin) johtoja katkaistaessa tulee käyttää sähköä eristäviä hansikkaita, kuten ns. ”sähkömiehen hanskoja” tai kaksinkertaisia neo- tai polyisopreenihanskoja. Jos mahdollista, johtojen katkaisun ajaksi tahdistimen päälle voi laittaa voimakkaan magneetin, joka estää laitetta iskemästä.

Sen jälkeen tahdistin voidaan irrottaa ja iho sulkea.

Varo johtojen katkaisun jälkeen tahdistimesta tulevia johdon päitä! Jos mahdollista, johdot olisi hyvä ruuvata irti tahdistimesta.

Tahdistin hävitetään ongelmajätteenä kuten paristot ja akut. Laita tahdistin esim. sähköä eristävien kaksinkertaisten hanskojen sisään.

Jos on tarvetta lukea tahdistimen muisti, siitä voi sopia TYKS sydänpoliklinikan kanssa ja tahdistin voidaan tällöin lähettää hygieenisesti pakattuna poliklinikalle luettavaksi.