

Upphostningsprov för tuberkulos (2812 TBVi, 4490 TbNhO)

Undersökningen används för att påvisa förekomsten av tuberkulosbakterie eller annan mykobakterie i upphostningsprov.

För säkerställa diagnosen behövs minst tre upphostningsprov som tagits under konsekutiva morgnar. En av prover kan tas på dagtiden.

Förnödenheter

1. Burk med skruvlock för upphostningsprov. Fås på laboratoriet (Figur 1).
2. Plastpåse och namndekal.
3. Vid behov används t.ex. engångsplastmugg och -sked som hjälpmedel.



Figur 1 (en provtagningsburk med en vit kork och en mätningsskala på sidan)

Provtagning

1. Ta upphostningsprovet på morgonen innan du intar mat eller dryck. Vi rekommenderar att man tar provet i ett ställe som kan luftas väl, till exempel ute eller på balkongen.
2. Skölj munnen med vatten, men borsta inte tänderna.
3. Provet ska bestå av upphostning, spott (saliv) duger inte.
4. Provet kan tas t.ex. i en engångsplastmugg. Den mest representativa (slemmigaste) delen av provet kan sedan flyttas med hjälp av en engångsplastsked i bruken med skruvlocket.
5. Insamlar upphostningar som kommer djupt från lungorna i burken med skruvlocket. Volymen av provet ska vara minst 2 milliliter (volymen av en tesked är 5 ml och av en matsked 15 ml).
6. Tillslut burken ordentligt.
7. Var försiktig så att upphostningsprov inte kommer på utsidan av burken.

8. Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.

9. Fäst dekalen vid burken med provet.

10. Lägg varje provburk i en skild plastpåse.

11. Förvara burkarna med proven svalt, helst vid kylskåpstemperatur.

För provburkarna till laboratoriet helst samma dag som proven tagits. Provet kan förvaras i kylskåp i 2 – 3 dagar, men odlingsresultatet är desto mer pålitligt ju kortare förvaringstiden är.

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 21.10.2020 IH.